

Les techniques de «pro» à la maison

Élaborés sur le principe des appareils utilisés chez les médecins, ces modèles réduits incluent de vrais petits lasers, des lampes pulsées et même des diodes (L.E.D). Leurs promesses : dégommer les poils de façon indolore et durable, et surtout être moins chers sur le long terme que les séances en cabinet. Mais pour obtenir de bons résultats, et surtout pour ne pas passer des heures à s'épiler, ces petits bijoux d'électronique doivent couvrir un minimum de 6 cm². Voici nos deux préférés.

L'E-One

Sachez que c'est le premier épilateur par lampe flash à domicile à bénéficier d'un CE Médical et dont la fabrication est également certifiée ISO 13435 et ISO 9001. Plutôt rassurant. Sa promesse : une épilation sans effort et sans contrainte, été comme hiver !



Fonctionnant sur le mode de la lampe flash, ce petit bijou offre une surface de traitement unique de 6 cm². Après avoir rasé la zone à traiter, on applique un gel qui permet la transmission optique, on met les lunettes fournies dans le kit, on pose l'appareil à même la peau et on appuie sur le bouton pour «flasher» le poil. Le contact lumière mélanine du poil provoque une énergie thermique pour le faire tomber progressivement, entre 8 à 20 jours. Là encore, il faut faire le tour du cycle pileaire pour arriver à un résultat optimal et il faut donc compter 10 à 12 séances espacées de deux mois ! L'E-One est très sécurisé. L'écran tactile permet un réglage optimal en fonction de la couleur du poil, de son volume et du phototype de peau. Le flash assure une homogénéité permanente de la lumière sur la surface, ce qui garantit la préservation des tissus et un résultat égal. La méthode est brevetée pour toutes les parties du corps (sauf toutes les zones près de l'œil), y compris le maillot même intégral et convient parfaitement aux peaux pigmentées, mais pas noires. Une étude clinique réalisée auprès de 63 volontaires (79 % de femmes et 21 % d'hommes) par des dermatologues indépendants a démontré une efficacité prouvée dès la première séance d'épilation, confirmée à partir de la 7^e séance, mais aussi son innocuité et sa sécurité.

E-One 1 350 € Disponible en sept coloris. En vente sur : www.e-swin.com et au Showroom E-Swin : 34, rue Brunel, 75017 Paris.



Le Scan Laser 60 mm

Cette version mini laser adaptée à tous les types de poils permet de traiter 6 cm² en une fois et d'altérer la repousse. Le faisceau de l'appareil cible les poils et détruit leurs racines en quatre secondes chrono ! Offrant trois modes de fonctionnement, il peut traquer un, 15 ou 30 poils à la fois sans aucune douleur. La chute est visible au bout de quatre jours, mais il est important de renouveler l'opération plusieurs fois. Un intervalle de quelques semaines entre deux séances est conseillé. Par exemple, quatre à six séances pour les jambes avec un délai de trois à six semaines, six à huit séances pour les aisselles avec un délai de trois à six semaines... Comme pour un traitement au laser normal, les expositions au soleil sont déconseillées, tout comme les autobronzants. À ce jour une étude clinique est en cours, les pré-résultats sont prometteurs...



Scan Laser 60 mm Rio 499 € Conforme aux normes européennes. En vente en GMS, spécialistes petit électroménager.